


Professional Procedure Guide




Note: All instances of the box or pouches in this insert are representative ONLY. Please refer to the packaging included with your specific kit.



* Pouch illustrations may vary.


Introduction

- Run the test with all parts of the test kit at the same temperature within the specified range.
- If the kit has recently been at high temperatures (above 28°C/82°F) or in the refrigerator, keep the kit at room temperature for at least one hour before use.
- Avoid running the test in direct sunlight, on hot or cold surfaces, or near sources of heat or cold.
- Quality control materials should be used to confirm the test kit is working properly. Refer to the product insert for information on when to run controls.




Match Lot Numbers

Use analyzer only with the materials included in the original kit. The analyzer will expire after the programmed number of tests have been run. If another test cartridge is inserted, the analyzer will display "00 TL."



1 Open Plastic Shaker Pouch*

Tear plastic pouch open at the perforation line.



2 Collect Blood

Fingerprick method

- Use your own lancet device to draw blood.
- Gently touch blood drop to fill.




OR

Venous draw method

- Mix blood well before testing.
- Collect blood from a slide.




3 Verify Blood Amount




4 Insert Blood Collector

Fully insert blood collector into shaker body. Twisting motion helps.



5 Mix


- Shake vigorously 6-8 times. This will mix the blood with the solution.
- Stand shaker on table while preparing cartridge.



6 Open Foil Cartridge Pouch*

Tear foil pouch open at the notches on the sides.

Caution: Do NOT open foil pouch until this step. Use within 2 minutes of opening. If foil pouch is damaged, do not use.





7 Insert Cartridge

- "Click" test cartridge into place.
- Analyzer and test cartridge codes must match.
- If codes do not match, call Customer Service at +1-317-870-5610 or your local authorized distributor.



8 Prepare Shaker

Remove shaker base.




9 Dispense Sample into Cartridge

- Ensure analyzer is on level surface.
- Push down completely to dispense diluted sample. Remove quickly.



Do not handle analyzer again until test is complete!

10 5 Minutes to Results



- This result cycle remains displayed for 15 minutes or until the next test cartridge is inserted.
- If "QCOK" is not displayed, please contact Customer Service or consult the troubleshooting section.


11 Dispose of Cartridge / Save Analyzer

- Dispose of in accordance with your biohazard procedures.
- Save analyzer for additional tests. Analyzer will display, for example, "01TL" if there is one test left and "00TL" if you just used your last test.
- Analyzer will show result for 15 minutes and will turn off automatically.



NOTE: To run another test, use a new blood collector, shaker, and test cartridge from the same kit and return to Step 1.


Szakmai eljárási útmutató



Megjegyzés: Az ebben az alkalmazási előírásban szereplő minden egyes doboz vagy tasak KIZÁRÓLAG szemléltetési célokat szolgál. Kérjük, olvassa el az Ön számára adott kitzhez mellékelt alkalmazási előírást.


Bevezetés

- A tesztet a tesztített minden egyes részével azonos hőmérsékleten, a meghatározott tartományon belül végezze el.
- Ha a kitz előzőleg magas hőmérsékleten (28 °C/82 °F felett) vagy hűtőszekrényben volt tárolva, akkor használat előtt legalább egy óra hosszat tárolja szobahőmérsékleten.
- Kerülje a teszt futtatását napfény közvetlen hatása alatt, forró vagy hideg felületen, illetve hő- vagy hidegforgatók közelében.
- A tesztített megfelelő működésének biztosítása érdekében minőségileg ellenőrzött anyagokat kell használni. Hogy mikor kell az ellenőrzést végezni, lásd a termék alkalmazási előíratát.




A tételszámok egyeztetése

A mérőeszközt csak az eredeti készletben található anyagokkal használja. A mérőeszköz a beprogramozott számú teszt lefutása után érvényét veszti. Ha egy másik tesztpatront helyez be, a mérőeszköz a „00TL” feliratot jeleníti meg.



1 Műanyag rázótartály tasak megnyitása*

Tépje fel a műanyagtasakot a perforáció mentén.



2 Vértétel

Ujjbegy szúrásos módszer

- A vértételhez használja a saját vértételi tűjét.
- A betöltéshez óvatosan érintse meg a vércseppet.




VAGY

Vénás vértételi módszer

- A teszt elvégzése előtt alaposan keverje meg a vért.
- A vért egy tárgylemezről vegye.




3 Ellenőrizze a vér mennyiségét




4 A vértételi tű behelyezése

A vérvételi tű teljes terjedelmében helyezze be a rázó tartályba. Ebben segít a csavaró mozgás.



5 Összerázás


- Ertőrelesen rázza fel 6-8 alkalommal (kb. 5 másodperc). Ezáltal a vér összekeveredik az oldattal.
- Állítsa a rázóeszközt az asztalra a patron előkészítése közben.



6 Nyissa ki a fóliapatron-tasakot*

Tépje fel a fóliatasakot az oldalán lévő bevágásoknál.

Figyelem: NE nyissa ki a fóliatasakot ennél a lépésnél korábban. A felnyitástól számított 2 percen belül használja fel. Ha a tasak fóliája sérült, ne használja.




7 A patron behelyezése

- „Pattints” a tesztpatront a helyére.
- A mérőeszköz és a tesztpatron kódjainak egyeznie kell.
- Ha a kódok nem egyeznek, hívja az ügyfélszolgálatot a +1-317-870-5610-es telefonszámon vagy a helyi forgalmazót.



8 A rázóeszköz előkészítése

Távolítsa el a rázóeszköz talapatát.




9 A minta adagolása a patronba

- Gondoskodjon róla, hogy a mérőeszköz vízszintes felületen álljon.
- Nyomja le teljesen a hígított minta adagoláshoz. Gyors mozdulattal távolítsa el.



A teszt befejezéséig ne érintse meg a mérőeszközt!

10 5 perc az eredményig



- Ezek az eredmények 15 percig vagy a következő tesztpatron behelyezéséig láthatóak.
- Ha nem jelenik meg a „QCOK”, akkor lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal, vagy tekintse meg a hibaelhárítási részt.

11 Kassetta ártalmatlanítása / a mérőeszköz védelme

- Az ártalmatlanítást a biológiai veszélyes anyagokra vonatkozó eljárásoknak megfelelően végezze.
- Örizzze meg a mérőeszközt további tesztekhez. A mérőeszköz például a „01TL” feliratot jeleníti meg, ha csak egy teszt van hátra, és a „00TL” feliratot, ha Ön felhasználta az utolsó tesztet.
- A mérőeszköz 15 percig mutatja az eredményt, és automatikusan kikapcsol.



MEGJEGYZÉS: Egy másik teszt futtatásához használjon új vértételi eszközt, rázótartályt és ugyanaból a kitzből származó tesztkazettát, és térjen vissza az 1. lépéshez.



* A tasakokon látható illusztrációk eltérőek lehetnek.

